



# Medical Therapy Jaundice TL/TL-D – eliminating the need for blood transfusions

## Blue (/52) TL/TL-D

Lampe fluorescente tubulaire ou compacte mono culot à vapeur de mercure basse pression

### Avantages

- Optimal spectrum for photo-oxidative process to convert unconjugated bilirubin into a watersoluble form

### Fonctions

- Emission peak at 450 nm

### Application

- Medical treatment of jaundice in new-born babies (hyperbilirubinaemia), Crigler - Najjar (CN) syndrome

### Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.


## Blue (/52) TL/TL-D

### Versions



XPPR XUATL G13

### Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 20W/52 SLV/25	40.5 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604 mm

