



# Commandes pour armoire électrique

## LCN7700 Segment Control Unit

The Segment Control Unit is central processing unit (CPU) in the cabinet system.

The Segment Control Unit is central processing unit (CPU) in the cabinet system.


### Données du produit

Données logistiques	
Code de produit complet	871869668322400
Nom du produit de la commande	LCN7700 Segment Control Unit
Code barre produit	8718696683224
Code de commande	68322400
Numérateur - Quantité par kit	1

Conditionnement par carton	20
SAP - Matériaux	913700389703
Poids net (pièce)	0.390 kg

## Commandes pour armoire électrique

### Schéma dimensionnel



LCN7700 Segment Control Unit

