



Starters for tanning lamps

BodyTone St 25-100W 220-240V UNP/20X25CT

Gamme de starters de qualité supérieure pour l'allumage des lampes fluorescentes fonctionnant avec des ballasts électromagnétiques

Mises en garde et sécurité

- Composants ignifuges
- Conteneur résistant aux UV

Données du produit

| Caractéristiques générales | | Informations sur le culot | |
|-------------------------------------|-----------|-------------------------------|------------------------------------|
| Description du système | mono | | 2P |
| Caractéristiques électriques | | Données logistiques | |
| Puissance (valeur nominale) | 25 100 W | Code de produit complet | 871150090370926 |
| Tension d'impulsion (min.) | 800 V | Nom du produit de la commande | BodyTone St 25-100W 220-240V 20X25 |
| Tension sans réenclenchement (min.) | 140 V | Code barre produit | 8711500903709 |
| Tension (nom.) | 220-240 V | Code de commande | 90370926 |
| Caractéristiques systèmes | | Numérateur - Quantité par kit | 1 |
| Condensateur | oui | Conditionnement par carton | 500 |
| Matériaux et finitions | | SAP - Matériaux | 928391830303 |
| Couleur du boîtier | Noir | Poids net (pièce) | 7.000 g |

Starters for tanning lamps

Schéma dimensionnel

F

| Product | C (max) | E (max) |
|------------------------------------|---------|---------|
| BodyTone St 25-100W 220-240V 20X25 | 40.3 mm | 21.5 mm |

BodyTone St 25-100W SIN 220-240V BK

